



Vertrauen in Präzision und Qualität

MARIDERM® Produktdaten

Steriles, synthetisches, nicht resorbierbares, chirurgisches Nahtmaterial

Material	Polyamid 66 und Polyamid 6/66
Aufbau	Monofil
Farbe	Blau (Color-Index Nr. 71460) Schwarz (Color-Index Nr. 75290)
Beschichtung	Nicht beschichtet
Fadenstärke	Polyamid 6/66 Blau (USP 6/0 – 1, EP 0,7 – 4) Polyamid 66 Schwarz (USP 10/0 – 7/0, EP 0,2 – 0,5)
Resorptionseigenschaften	Nicht resorbierbar
Atraumatische Nadeln	Nichtrostender Stahl (DIN EN 10088-1) der AISI-Typen 301, 302, 304, 420 (ASTM F899), beschichtet mit Silikon.
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Anwendungsgebiete	Geeignet für Wundnähte und Ligaturen (vorwiegend zur Hautnaht), zum Markieren und als Haltenähte. MARIDERM® schwarz ist für die Mikrochirurgie und die Ophthalmologie indiziert.
Kontraindikationen	Nicht zur Anwendung am Herz-Kreislaufsystem und Nervengewebe bestimmt. Darf nicht verwendet werden, wenn eine dauerhafte Stabilität des Nahtmaterials gefordert ist.
Biologische Verträglichkeit	MARIDERM® hat bei Biokompatibilitätsstudien nach der DIN EN ISO 10993er Serie ergeben, dass es nicht zyto- und genotoxisch, nicht reizend und nicht sensibilisierend ist. Bei den durchgeführten Studien wurden zudem keine unerwünschten oder toxischen Nebenwirkungen des Nahtmaterials festgestellt. MARIDERM® ist biokompatibel.
Haltbarkeit	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	CE ₀₁₉₇

Kontakt:

Catgut GmbH, Gewerbepark 18, 08258 Markneukirchen
Telefon: 037422/ 5830
E-Mail: catgut.office@catgut.de

Version 01

15.03.2021