


DARVIN LOC®

Effektiver Wundverschluss –
für mehr Kontrolle und Sicherheit.



DARVIN LOC mit Mittelstopper

- Mit fühlbarem und sichtbarem Stopper in der Mitte
- zum einfachen Finden und Kennzeichnen des Mittelpunktes
- besonders gut geeignet für roboter-assistierte operative Eingriffe

peters-surgical.de



◎ 1/2 KREIS RUNDKÖRPERNADEL • TAPER 1/2 CIRCLE

NADEL / NEEDLE	NADELGRÖSSE NEEDLESIZE (mm)	EIGENSCHAFTEN / CHARACTERISTICS	FADEN THREAD Farbe/Color Länge/Length (cm)	ARTIKELNUMMER • CODE		
				EP 1,5	2	3
				USP 4/0	3/0	2/0
	17		32	E11172932M	H11172932M	
			35		H11172935M	
	20		32			T11202932M
	22	schwarze Nadel black Needle	32		H118222932M	
	25		35		H1125235M	
	26	1 schwarze Nadel von 2 1 black needle of 2	30		H11262930MN	

◎ 5/8 KREIS RUNDKÖRPERNADEL • TAPER 5/8 CIRCLE

	27	stark heavy	30		H317272930M	
			50		H317262950M	
	27	1 schwarze Nadel von 2 1 black needle of 2	30		H31272930MN	

◎ 1/2 KREIS TROKARNADEL • TAPER-CUTTING 1/2 CIRCLE

	17		30		H12172930M	
			32		H12172932M	
			35		H12172935M	
	22		32		H12222932M	T12222932M

Weitere Nadel-Faden-Kombinationen auf Anfrage. / Other needle-thread combinations on request.

Vertrieb durch Catgut GmbH • Gewerbepark 18 • 08258 Markneukirchen • vertrieb@peters-surgical.com

Hergestellt durch Ergon Sutramed • Zona Industriale • 67062 Magliano dei Marsi (AQ) • Italy  0373